



**FICHA TÉCNICA
BARRERA PROTECTORA DE PIEL STOMAHESIVE®**

PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO A CALIFICAR

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Barrera protectora de piel
Nombre Comercial	Barrera protectora de piel Stomahesive®
Descripción	Barrera protectora de piel Stomahesive® lisa elaborada en hidrocoloides
Marca	ConvaTec
Fabricante	ConvaTec Inc – Estados Unidos
Composición del Producto	La barrera lisa Stomahesive® esta compuesta por sustancias naturales Hidrocoloides (gelatina, pectina, carboximetilcelulosa de sodio y poliisobutileno) suspendidas en una cubierta de polietileno.
Características y Acciones del Producto	<p>Adhesividad: Se adhiere a la piel firmemente sin lesionarla y puede permanecer en su sitio hasta por siete días.</p> <p>Protector cutáneo no sensibilizante: Protegen la piel contra irritaciones y no crea reacción alérgica en el paciente.</p> <p>Moldeable: Se adapta a los contornos irregulares de la piel y resulta cómodo durante el uso prolongado.</p> <p>Cubierta externa de polietileno: Prolonga su tiempo de uso. Puede usarse durante la ducha del paciente sin necesidad de cubrirla.</p>
Usos	Protección de la piel que pueda estar expuesta al contacto con líquidos irritantes alrededor de abdómenes abiertos, fistulas enterocutáneas y en heridas con drenaje abundante que pueda lesionar la piel.
Recomendaciones de Uso	<p>Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valorar las condiciones de la piel circundante. Si la piel esta irritada aplicar primero el Polvo Stomahesive®. • Limpieza de la piel circundante a la herida con solución estéril. • Remover las sustancias grasosas de la piel circundante y secar perfectamente el área para que la barrera se pueda adherir bien. • Si el área donde se va a colocar la barrera (abdomen) es muy irregular, rellenar los espacios y/o irregularidades con pasta Stomahesive® para asegurar su adhesividad.
Registro Sanitario	INVIMA 2011DM-0000028-R1 VIGENCIA: MARZO 10 DE 2021
Presentaciones:	<p>Barrera lisa Stomahesive de 10 x 10cm Caja por 5 unidades</p> <p>Barrera lisa Stomahesive de 20 x 20cm Caja por 3 unidades</p>



**FORMATO DE CALIFICACIÓN
BARRERA PROTECTORA DE PIEL STOMAHESIVE®**

Calificación de 1 a 5: 5= Excelente 1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSTITUCION

Concepto Técnico					
Facilidad de Aplicación:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Capacidad de Adhesión	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Capacidad de Protección de la Piel	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Resistencia a los Drenajes	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Facilidad de Remoción:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Duración	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Comodidad para el Paciente:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Empaque:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Presentación:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Calidad:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Servicio Post-Venta: Asesoría Educativa y Servicio al cliente.	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					