



OPTIFOAM® Espuma

Descripción

OPTIFOAM Espuma sin adhesivo 10 cm x 10 cm

Recomendado en heridas con condición

- Superficial
- Exudación nula/mínima
- Exudación moderada/abundante
- Apósito primario Apósito secundario

Ventajas

- La tasa de transmisión del vapor de agua (MVTR) se ajusta al nivel del fluido
- Gran capacidad de absorción¹
- Ayuda a crear un entorno ideal para la curación
- La capa exterior impermeable protege la herida e impide el paso de las bacterias

Indicaciones de Uso

- Úlceras por presión
- Heridas de espesor parcial y total
- Úlceras en la pierna
- Zonas donantes
- Laceraciones y abrasiones
- Desgarros de la piel
- Quemaduras de primer y segundo grado



© Medline Industries, Inc. 2018


Contraindicaciones

- Quemaduras de tercer grado
- Lesiones con vasculitis activa

Frecuencia de Cambio

- Optifoam puede dejarse en su sitio hasta 7 días
- La frecuencia de cambio del apósito depende de la cantidad de exudación

Estudio comparativo sobre manejo de fluidos¹



Gran capacidad para manejar los fluidos en las heridas gracias a su MVTR.

Certificaciones

FDA Registration No 3291-12-2017, ISO 9001, ISO 13485

Procedencia

MEDLINE, EEUU

Código SAP

64021244EP

Unidad Mínima de Venta

Caja de 10 Unidades

© Medline Industries, Inc. 2018



Teléfono: +56 2 2940-4400 Ventas: ventas@tecnika.cl Web: www.tecnika.cl