


	FICHA TECNICA MEDICAMENTOS		
	FECHA 15/10/2007		
<b>1. Nombre Generico</b>	<b>2. Nombre Comercial</b>	<b>3. Composicion y Especificaciones de Producto</b>	
ESPECULO DESECHABEL	ESPECULO TORNILLO	Poliestireno, Polipropileno	
<b>4. Codigo de Barras</b>	<b>5. Clasificacion según riesgo (Decreto 4725 de 2005 - art 5/7)</b>		<b>6. Presentacion Comercial</b>
7703805 04211	Clase I <input checked="" type="checkbox"/> Clase II a <input type="checkbox"/> Clase II b <input type="checkbox"/> Clase III <input type="checkbox"/>		Bolsa Individual, Luego 4 Bolsas x 100 Unidades
<b>7. Usos y aplicaciones (finalidad prevista para el dispositivo medico)</b>			
Para realizar Citologias, muestras endocervical y muestras exocervical.			
<b>8. Condiciones de Higiene</b>			
Se cumple con el programa de buenos habitos de manufactura. Para su manipulacion se utiliza gorro, careta, guantes, etc.			
<b>9. Recomendaciones Generales de Uso y Ventajas</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Evita el contacto de germen es trnasmitidos por liquidos corporales de alto riesgo. (Sangre, Secreciones Cervicovaginales).</li> <li>* 100% Higienico.</li> <li>* Siempre listo para usarse.</li> <li>* Evita costosos procedimientos de esterilizacion, manipulacion y conservacion (necesarios en los metalicos).</li> <li>* Deseche (verifique sus posterior destruccion).</li> <li>* Libre de germen es patogenos para la cavidad vaginal.</li> <li>* La temperatura del especulo es ambiental y no produce la molesta reaccion del especulo metalico.</li> <li>* Mecanismo de manejo con una sola mano, de facil anclaje de apertura y leberacion con una ligera presion del pulgar.</li> <li>* El examen del medico general, ginecologo o la toma de citologias se hace con mayor comodidad, seguridad y rapidez para medicos y pacientes</li> <li>* Permite una version completa de todas las paredes de la vagina, por sus valvas completamente transparentes</li> <li>* Con el especulo vaginal desechable, usted previene el contagio con VIH, virus de la hepatitis B, neissena, Gonorrea, Chlamidya trachomatis, Treponema pallidum, herpes vitus hominis, papiloma virus, trichomonas vaginales.</li> </ul>			
<b>11. Condiciones de almacenamiento, manipulacion y transporte</b>			
Cajas bien selladas identificadas, libres de polvo y suciedad. Almacenadas en lugares libres de temperaturas excesivas.			
<b>12. Fabricante o importador</b>	<b>13. Periodo de vigencia del producto (luego de la fabricacion)/ esterilizacion</b>		<b>14. No registro Sanitario Invima</b>
INTERPLAST LTDA	Este producto o tiene fecha de vencimineto por cuanto no es un producto esteril, sino aseptico y no es perecible.		2011DM - 0007037
<b>15. Fecha de vigencia del Registro Sanitario INVIMA</b>		<b>16. Fecha de Actualizacion de la ficha</b>	
Marzo 14 de 2021			
<b>Contacto para informacion o inquietudes con el fabricante / proveedor</b>			<b>Anexos</b>
Telefono:			Registro Sanitario
Correo electronico:			