

MANGO PARA ESPEJOS ESTÁNDAR.



NOMBRE: MANGO PARA ESPEJOS ESTÁNDAR.

COMPOSICIÓN: ACERO INOXIDABLE.

DESCRIPCIÓN: MANGO PARA ESPEJOS ESTÁNDAR.

USO: PARA COLOCAR EL ESPEJO DE BOCA.

MARCA: SUPERDENT

REGISTRO INVIMA: RS.INVIMA 2017DM-0015982

PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD.

INDICACIONES: LOS INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE DEBEN SECARSE POR COMPLETO ANTES DE SU UTILIZACIÓN, A FIN DE EVITAR LA EXISTENCIA DE CORROSIÓN U OXIDACIÓN. LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS QUÍMICAS NO DEBEN SER EMPLEADAS NUNCA CON LOS INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE: HIPOCLORITO DE SODIO, AGUA REGIA, AGUA DESTILADA, CLORURO FÉRRICO, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁCIDO CLORHÍDRICO Y YODO.

IMPORTADOR: INVERSIONES AMALGADENT LTDA.

ESPEJO DE BOCA No 5.



NOMBRE: ESPEJO DE BOCA No 5.

COMPOSICIÓN: ACERO INOXIDABLE.

DESCRIPCIÓN: ESPEJO DE BOCA No 5.

USO: SE UTILIZAN PARA VISUALIZACIONES INDIRECTAS, RETRACCIÓN DE LOS LABIOS, LAS MEJILLAS Y LA LENGUA, ASÍ COMO PARA ILUMINAR ZONAS OSCURAS.

MARCA: SUPERDENT

REGISTRO INVIMA: RS.INVIMA 2017DM-0015982

PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD.

INDICACIONES: LOS INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE DEBEN SECARSE POR COMPLETO ANTES DE SU UTILIZACIÓN, A FIN DE EVITAR LA EXISTENCIA DE CORROSIÓN U OXIDACIÓN. LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS QUÍMICAS NO DEBEN SER EMPLEADAS NUNCA CON LOS INSTRUMENTOS DE ACERO INOXIDABLE: HIPOCLORITO DE SODIO, AGUA REGIA, AGUA DESTILADA, CLORURO FÉRRICO, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁCIDO CLORHÍDRICO Y YODO.

IMPORTADOR: INVERSIONES AMALGADENT LTDA.