

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: Bolsas Colectoras de Orina

MARCA: Global Healthcare

DESCRIPCION: Bolsa de plástico para recolección de orina en pacientes de ambos sexos, posee almohadilla interna para proteger la piel del paciente y evitar el derrame de la orina, con válvula o cámara antirreflejo, que minimiza el riesgo de infección, su diseño permite un vaciado completo del colector.

COMPOSICION:

Componente	Material
Adhesivo	Fibra sintética no tejida Caucho sintético (20-40%) Resina (0.1-2.0%)
Bolsa	Plástico: polímetro grado medico
Espuma	Polimérica microporosa
Conector universal	Cloruro de polivinilo
Válvula de drenaje	Cloruro de polivinilo

PRESENTACIONES COMERCIALES:

Colector de Orina pediátrico: Estéril y no estéril	Capacidad 100ml	Medidas: Largo 22.5", fondo 22.0", Alto 18.0"
Bolsa Colectora de Orina, para Pierna, Estéril	Capacidad 600ml	Medidas: Largo 11.8", fondo 10.6", Alto 5.3"
Bolsa Colectora de Orina, Tipo económico, Estéril	Capacidad 2.000ml	Medidas: Largo 18.9", fondo 17.7", Alto 15.0"
Bolsa Colectora de Orina, Tipo Pera, Estéril	Capacidad 2.000ml	Medidas: Largo 13.4", fondo 8.6", Alto 7.9"
Bolsa Colectora de Orina, Rectangular, Estéril	Capacidad 2.000ml	Medidas: Largo 13.4", fondo 8.6", Alto 7.9"

Ítem	Descripción	Empaque	Medidas	Kg.	Código UCC-12
UB-RC	Bolsa de Orina, forma rectangular 2000ml	50und/caja	44x36x16	5.0	872237004270
UB-P	Bolsa de Orina, forma de pera 2000ml cámara	20und/caja	41x26x19	4.0	872237004267
UB-200	Bolsa de Orina, económica 2000ml	200und/caja	48x45x38	11.0	872237004249
UB-L600	Bolsa de Orina, de pierna 600ml	50und/caja	30x27x14	3.0	872237004256
UB-100C	Colector de Orina, pediátrico 100ml	5000und/caja	55x49x46	20.0	872237004225
UB-PC	Bolsa de Orina, forma de pera 2000ml válvula	20und/caja	36x25x25	3.0	872237004263

TIPO DE CONSERVACION: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad

TIPO DE TRATAMIENTO: Drenaje de orina en pacientes de ambos sexos.

Instrucciones de uso: 1) Rotar el colgador universal en la posición de "abierto" y colocar sobre un borde 2) La bolsa de drenaje debe colocarse al mismo nivel o por debajo de la vejiga del paciente.

PRECAUCIONES: Para un solo uso, No reutilice ni intente esterilizar el dispositivo.

OBSERVACIONES: Descartar luego de usar, no usar si esta roto o dañado.



BOLSA RECTANGULAR



BOLSA TIPO PERA