



## **BATA MANGA LARGA, PUÑO RESORTE, O PUÑO RIB**



**USOS:** Se usa en procedimientos cortos con fluidos bajos realizados en hospitales, consultorios y centros de estética. Presentación comercial: Bolsa x unidad, Bolsa x 10 unidades se usa en procedimientos cortos con fluidos bajos realizados en hospitales, consultorios y centros de estética.

### DESCRIPCIÓN

Bata desechable en tela SMS 35 gr, manga larga, puño en algodón color blanco, con 4 tiras de amarre a la altura de la cintura, cuello redondo con tira de amarre.

### COMPONENTES:

- Tela SMS 35 gr.
- Tela ribb en algodón.
- Papel grado médico.
- Bolsa plástica transparente.

### TIPO DE EMPAQUE:

- Primario: Grado Medico -1 und.
- Secundario: 10 unidades.

### TIPO DE ESTERILIZACIÓN:

- Vapor



fcv

Productos  
Hospitalarios



TEXMEDICAL®  
Ropa Quirúrgica Desechable

## Tela No Tejida SMS

La tela SMS (spunbond - meltblown - spunbond) es un no-tejido trilaminar producido con fibras de polipropileno de color azul principalmente utilizados para aplicaciones desechables.

### Composición

100% Polipropileno azul.

### Gramaje

35 g/m<sup>2</sup>

### Esterilización


Vapor, Óxido de Etileno EO.

### Ventajas

- Buena resistencia mecánica.
- Barrera Bacteriológica.
- Repelencia a los líquidos.
- Respirabilidad.
- Opacidad.
- Propiedades anti-estáticas.


### Tabla Datos Técnicos

Test		Normas	Unidades	Promedio	Mínimo	Máximo
Gramaje		EDANA 40 3-90	g/m <sup>2</sup>	35.00	33.00	-
Fuerza Tensil	MD	ASTM D 5035-90	lb.f.in	20.00	14.00	-
	CD	ASTM D 5035-90	lb.f.in	15.00	12.00	-
Columna de Agua		IT-F SA 4,07-11	mmCa	400.00	300.00	-
Permeabilidad al aire		EDANA 140 1-81	m <sup>3</sup> /min/m <sup>2</sup>	50.00	-	65.00
Eficiencia barrera bacteriana		NELSON LABORATORIES	%	>85	-	-



### TALLAS / MEDIDAS

TALLA	ALTO	ANCHO
S	115 cm	70 cm
M	115 cm	72 cm
L	120 cm	72 cm
XL	125 cm	79 cm





**MARCA**  
TEXMEDICAL

**PAIS DE ORIGEN**  
China

**UNIDAD DE EMPAQUE**  
Bolsa x unidad, Bolsa x 10 unidades.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**  
Almacenarse en lugar seco, fresco y bien ventilado.

**PRECAUCIONES**  
No use si el paquete está abierto.  
El producto es de un solo uso.

**RESOLUCION**  
REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2013DM-0009990

