

FICHA TÉCNICA


| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Nombre: | FRASCO RECOLECTOR DE ORINA |
| Referencia: | 106005 |
| Fabricante: | BIOPLAST S.A. |
| Marca: | BIOLIFE |
| Vida Útil: | Desechable no Perecedero |
| Procedencia: | Colombia |
| Registro Sanitario: | |
| Vigencia: | |

Descripción General del Producto

Frasco para recolección muestra de orina (parcial de orina), capacidad de 35cc., clarificado para evidenciar turbulencia y definición visual de la muestra, tapa rosca hermética para evitar filtraciones, etiqueta con información del paciente y código de barras.

Uso y/o Funcionalidad

Toma de muestra parcial de orina

| Componentes | | |
|---|---|----------|
| | N | PIEZA |
|  | 1 | Vaso |
| | 2 | Tapa |
| | 3 | Etiqueta |

| MATERIALES | |
|---------------------------|--|
| Tipo | Características |
| Polipropileno Clarificado | <ul style="list-style-type: none"> Alto grado de transparencia Resistencia mecánica Alto grado de tenacidad |
| Etiqueta | <ul style="list-style-type: none"> Permite realizar la identificación del paciente Código de barras |
| Envase | <ul style="list-style-type: none"> Envase individual |

| PRESENTACION | | |
|--------------|--|---------------|
| Tipo | Material | Unidad |
| Etiqueta | Etiqueta Autoadhesiva, contiene espacio para la identificación del paciente y código de barras | Individual |
| Envase | Bolsa de polipropileno biorientado de alta barrera empacado en forma automática | Individual |
| Empaque | Bolsa de polietileno de alta densidad | 50 Unidades |
| Embalaje | Bolsa de polietileno de alta densidad | 2000 unidades |

Contraindicaciones: Ninguna Conocida

Advertencias y precauciones de empleo

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Uso de un solo paciente.